

Technické informace o produktu

calgonit ER soft



Koncentrát na čištění vemen s ochranou kůže

Výhody produktu

- velmi dobré čisticí účinky
- vysoký obsah glycerinu
- šetrný k pokožce
- hospodárné použití

Obecný popis

calgonit ER soft je koncentrovaný čisticí prostředek na bázi povrchově aktivních látek pro mokré čištění vemen před dojením.

calgonit ER soft poskytuje vynikající čisticí účinek, je bez zápachu a díky vysokému obsahu složek pro péči o pokožku je šetrný k pokožce.

Použití

Pro čištění vemene namočte calgonit Euterpapier do roztoku a vemeno důkladně omyjte. Poté osušte. Pomocí zředěného nebo nezředěného calgonit ER soft lze pomocí speciálního máčecího kelímku (s generátorem pěny) vytvořit aktivní pěnu, do které lze ponořit struky. Jemná pěna obalí struky, aniž by kapala. Po krátké době působení se struky očistí a osuší calgonit Euterpapier.

Doporučená koncentrace pro použití: 5 % (50 ml na 1 litr vody)

Technické údaje

Vzhled	bezbarvá kapalina
Zápach	téměř bez zápachu
Hodnota pH (koncentrovaná)	4
Skladování	5 °C – 45 °C

Pokyny pro manipulaci

Chraňte před mrazem.

Složení povrchově aktivní látky, glycerin

Informace o zdraví a bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu (SDS) tohoto produktu.

Účelem tohoto technického listu je poskytnout informace o použití výše uvedeného produktu. Technické údaje uvedené v tomto listu týkající se použití produktu vycházejí z aktuálních technických zkušeností a jsou vhodné pro použití za normálních pracovních podmínek. V případě zvláštních nebo neobvyklých pracovních podmínek se prosím obraťte na náš zákaznický servis. Ani údaje obsažené v této publikaci, ani doporučení našeho zákaznického servisu ani našeho poradenského servisu pro aplikační technologie nepředstavují právně závaznou záruku vhodnosti tohoto produktu pro konkrétní použití ani určitých vlastností. V tomto ohledu upozorňujeme na odstavec č. 5 našich Všeobecných prodejních podmínek.