

## Technické informace o produktu

# calgonit ER soft

Koncentrát na čištění vemene se složkou chránící pokožku



### Přednosti produktu

- velmi dobré čištění
- vysoký obsah glycerinu
- jemný k pokožce
- ekonomické použití

### Obecný popis

**calgonit ER soft** je čistící prostředek na bázi tenzidu pro mokré čištění vemene před dojením.

**calgonit ER soft nabízí vynikající čistící účinek**, je bez zápachu a jemný k pokožce díky vysokému obsahu složek ochraňujících kůži.

### Použití

Pro očistu vemene namočte utěrky calgonit Euterpapier do roztoku a důkladně vemeno omyjte. Poté utřete do sucha. Používáním nezředěného výrobku lze z **calgonit ER soft** vytvořit aktivní pěnu a díky speciálnímu dipovacímu pohárku (s generátorem pěny) lze použít k namáčení struků. Vzniklá mírná pěna uzavírá struky bez odkapávání. Po krátké době působení jsou struky vyčištěny a vysušeny utěrkami calgonit Euterpapier.

### Technické informace

Vzhled	bezbarvá tekutina
Zápach	téměř bez zápachu
pH-hodnota (konc.)	3,3
Skladování	5°C - 45°C

**Obsažené látky** tenzidy, glycerin

Informace o zdraví a bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu (BL) pro tento výrobek.

**Dovozce: Eurofarm systems s.r.o.**

Puclice 72

345 61 Staňkov

tel: 724 199 838

info@eurofarm.cz



Funkcí tohoto listu je poskytnout informace o použití výše uvedeného výrobku. Technické údaje obsažené v tomto dokumentu, pokud jde o použití produktu jsou založeny na současné technické praxi a jsou vhodné pro použití v běžných pracovních podmínkách. V případě speciálních nebo neobvyklých pracovních podmínek, se obraťte na naše služby zákaznické podpory. Ani údaje obsažené v této publikaci, ani doporučení buď námi, nebo našimi poradenskými službami nepředstavují právně závaznou záruku vhodnosti tohoto výrobku pro konkrétní aplikaci, ani určitých charakteristik. Dovolujeme si Vás upozornit v tomto ohledu na odstavec č. 5 našich všeobecných prodejních podmínek.